



KaVo *Expert Series*



芯ブレが少なく高トルクを実現する5倍速コントラアングル

**KaVo エキスパートマティック E25L**

Customer's Voice

高井 基普 先生



歯科治療のスタンダード

歯科医療の本質は、顎口腔系の機能を維持するための歯の温存であることは言うまでもありません。しかし、残念ながら予防しきれず齲蝕に罹患してしまった歯を適切に治療することも歯科医師の重要な責務です。

適切な齲蝕治療という意味において、歯質温存を主眼においたMIコンセプトは昨今の日常歯科臨床には十分浸透しており、そのための機材や材料の発展も著しいです。まさに切削器材である増速コントラは、その代表的器材と言えるでしょう。

「KaVo エキスパートマティック E25L」は、安定した回転軸・切削効率を高める十分なトルク、発熱回避するための冷却装置、これらすべてを高いレベルで実現しています。また、同時に術者にとっても重要となるハンドリングしやすいグリップ感、明るいライティングによる視野の確保、臼歯部への到達性においても良好で、一度使用しただけでその優れたデザインを体感することができます。

患者および術者の安全と安心を約束するために、人間工学を根底に据えた「KaVo エキスパートマティック E25L」は、MIを達成するための研ぎ澄まされた器材のひとつであり、これからの歯科治療に欠かすことのできないスタンダードとすることができるのではないのでしょうか。

Customer Information

プレミアム デンタルケア  
恵比寿 代官山

東京都渋谷区恵比寿西1-22-5 シルクロード代官山1F  
TEL: 03-3780-5599  
URL: <http://www.premium-dc.com/>

院長  
高井 基普



高トルク

高トルクは、思い通りの歯牙形成を行い、患者さんへの負担を少なくする治療には必須です。KaVoのタービンや5倍速コントラには高トルクが得られるベアリング構造やギア構造になっています。



振動が少なく静音設計

KaVo独自のセラミックベアリング構造により振動を抑制し、驚きの低騒音を実現しました。



販売名: エキスパートマティック 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース  
認証番号: 223AIBZX00039000 管理医療機器・特定保守管理医療機器

KaVo. Dental Excellence.

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ●〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel: 03-6866-7480 Fax: 03-6866-7481  
大阪本社 ●〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel: 06-7711-0450 Fax: 06-7711-0451  
札幌営業所 ●Tel: 011-716-4694 Fax: 011-716-4692・仙台営業所 ●Tel: 022-772-7375 Fax: 022-772-7376  
名古屋営業所 ●Tel: 052-238-1146 Fax: 052-238-1567・福岡営業所 ●Tel: 092-441-4516 Fax: 092-472-1844

<http://www.kavo.jp>

H0121PJ201208