


パッシブ セルフライゲーション 矯正ブラケット

「デイモン」を
ご活用いただいている
皆さまにお伺いしました

DAMON™Q2



DAMON™CLEAR2

デモンQ2 及び デモンクリアのお客様

歯科矯正用ブラケットと 「デモン」をご使用いた



青木 泰樹 先生

オレフィス矯正歯科
愛知県名古屋

これまではブラケットにワイヤーを固定するために、リガチャーワイヤーやゴムで締め付ける“結紮”が必要でした。

デモンでは、ブラケットのシャッターを閉じるだけでブラケット自体がワイヤーを固定するため、結紮の必要がなくなり、**チェアタイムの大幅な削減**が可能となりました。

また、デモンはシャッターの構造上、**歯石が付きにくく、ペリオの予防**になります。

ブラケットサイズは多少大きめですが、クリーニングがしやすく、**カリエスリスクも軽減**されます。これらのメリットは長期間に及ぶ矯正治療において、非常に有効に働きます。

ローフォース・ローフリクションで**歯根吸収などのリスクが少ない**デモンは、**安心・安全な矯正治療**を行うのに有用なブラケットです。



五百井 秀樹 先生

小倉IOI矯正歯科クリニック
福岡県北九州市

私はデモンシステムを日本での発売当初から注目していました。

特にスピントックスライドシステムが採用されている今のデモンは、初期のデモンブラケットと比べると、より**シャッターの開閉が容易**に行えるようになっています。

シャッターのスプリングにナイタイを使用している仕組みなので、治療後半でもシャッターの開閉動作がスムーズに行える点も信頼できます。

私は診療毎に上下のワイヤーを外して清掃を行うのですが、デモンシステムは**着脱に時間が掛からない**ので、**私自身ストレスフリー**ですし、**患者様の負担を軽減**できる点は非常に大きなメリットだと思っています。

また、ワイヤーをセットする際にきちんとシャッターが閉まれば**ワイヤーが正しく力を発揮**してくれる事を実感しており、それも気に入って使用している理由の一つですね。



井口 善隆 先生

井口矯正歯科
和歌山県和歌山市

入局時はO18スロットとO22スロットの両方を使っていました。

その後、スライディングメカニクスを用いた治療方法を探していたところ、O22スロットのデモン3に出会いました。デモンシステムは、他のブラケットワイヤーシステムに比べると**治療期間を通じて歯の動きがスムーズ**で、特に初期のレベリングが早いと感じています。**治療効果を実感しやすい**ため、**患者様のモチベーションアップ**にも繋がっています。

また、ハイケーナインなど叢生の強い患者様の治療でも、前歯のフレアを抑えながらレベリング出来る点も、使用している理由の一つです。患者様の都合でアポイントメントが延びた場合、結紮線が緩んだり、エラスティックが劣化することがありますが、セルフライゲーションブラケットのデモンは結紮線やエラスティックを使用しないため、その心配がいません。そのため、**治療の遅延やトラブルが生じにくく**、診療の頻度が限られている**外勤先でも安心して**使用しています。



木村 雅一 先生

HEAL矯正歯科クリニック
愛知県安城市

デモンシステムはスライドするだけで簡単にシャッターの開閉が出来るので、手早くスムーズに診療が行えます。スタッフでもワイヤーを外すことができ、その間に私が他の患者様を診る事が出来るので、**回転率が上がり、効率良く診療**ができていると実感しています。

また、ブラケットが全体的に丸みを帯びているので、**プラークや歯石の付着が少なく、清掃性が良い**事も気に入っているポイントです。下顎4~5は**壊れにくく安心なメタル**のデモンブラケットを使っていますが、審美的な面を患者様から指摘された事は無いですね。また、アライナー矯正を希望される患者様が増えているのですが、**コンプライアンスが得られなかったり、アライナー矯正では難しい症例にはデモンシステムに途中からでも切り替えて**治療を進める事もあります。

ブラケット装着後、ドクターサイドで管理して治療を進められる点は、ブラケット矯正の利点でもありますよね。

して だいている日本各地の先生方にお聞きしました。



土川 太一 先生

つちかわ矯正歯科
愛知県岡崎市

矯正治療専門の当院は、ドクター1名、衛生士2名の限られた人数で治療を行っています。デimonブラケットのおかげで1日平均40名近くの患者様の診療ができています。結紮テクニックが不要なため、**衛生士でも手早くワイヤーを外しクリーニングが可能で、ドクターによる処置の時間も短縮**できています。デimonの価格を気にされる方もいるようですが、**経営者としては、人件費やチェアタイムに関わる経営面のメリットの方が大きい**と考えています。もちろん、チェアタイムが短いことは患者様への身体負担も軽減でき、通院間隔が長くなることは**患者様思い**とも言えます。

また、効率よく処置を進めることで、カウンセリングなどコミュニケーションの時間を十分に確保でき、患者満足度はもちろん、**衛生士の意欲も向上**したと感じています。デimonは、ドクター、衛生士、患者様の全員にメリットがあるブラケットだと思えます。



中澤 真紀 先生

スマイル矯正歯科
東京都三鷹市

デimonシステムの最大のメリットは、**10代の患者様によって発揮**されると感じています。他のブラケットと比べても治療の期間が少なく済み、**特に治療初期の叢生のほどける速さは抜群**です。ですからI期の混合歯列期の患者様にはボンディング前の事前準備をして、威力を十分に発揮できるII期にデimonブラケットで短時間に終わらせる。患者様にとっても**ブラケットを付けている期間が短い**のは大きなメリットです。発売当初のイメージから、デimonシステムは非抜歯のイメージを持たれている先生方も多いようですが、**診断で抜歯症例となれば抜歯して治療を進めて**行きます。使い良さは抜歯症例でも非抜歯症例でも変わりません。

また、パッシブセルフライゲーションのためか、**痛みを少なく感じる方が多い**と思います。**私自身、デimonブラケットでの治療を体験し、痛みの少ないことを実感**しています。



野久保 浩美 先生

プラージュ矯正歯科クリニック
神奈川県横浜市

デジタルセットアップのできるインシグニアとの互換性が私にとってメリットです。

他のアプライアンス(リングアルーチ等)を併用する症例はダイレクトボンディングのデimon、そうでない場合はインダイレクトボンディングのインシグニアと**症例によって使い分け**ができます。**抜歯症例**もちろん適応できます。

18年以上デimonを使用しており、一時期他製品を使用した時もありますが、**カチッと閉まるシャッターの強度、開閉のしやすさはデimonだけの特徴**だと思えます。

2年以上デimonを装着していた私の患者様からも、治療中痛みを全然感じなかったと聞き、**患者様にとっても負担の少ないブラケット**だと思えます。



浜中 康弘 先生

浜中矯正歯科クリニック
奈良県奈良市

デimonシステムを2004年発売のデimon3から継続して使用しており、今は**審美的にも優れていて患者さんの満足度も高いデimonクリア**を気に入って使用しています。抜歯症例に適したトルク値もラインナップとしてあるので、抜歯症例、非抜歯症例とそれぞれに合ったブラケットを選択して使用しています。

また、**デimonはシステムとして治療を行うことが重要**と考えています。**デimonのブラケットと銅ワイヤーを最初とするデimonワイヤーを使ってこそ、デimonシステムの本領を発揮**します。ブラケットだけデimonで、ワイヤーは他社のワイヤーを使用すると、これはデimonシステムとはなりませんのでご注意ください。

デimonの様に**一貫したコンセプトに基づいて20年以上もバージョンアップが繰り返されるブラケットは他には無く**、そういった点も素晴らしいと感じて使い続けています。



山田 聡 先生
山台青葉クリニック
宮城県仙台市

デモンブラケットは022スロットのため、018スロットのブラケットと比較すると**使用できるワイヤーの種類が多く、治療メカニクス**の設計に幅を持たせられることから、私は大変使い勝手が良いと感じています。

また、特にデモンクリアはハイプロファイルなため、ブラケット自体の大きさを気にされる患者様が時折いらっしゃいますが、表面が非常に滑沢で形状もシンプルで丸みを帯びており、実際に装着するとほとんどの患者様が直ぐに慣れてくださいますので**快適性も良好**だと思います。

さらに私は**歯科矯正用アンカースクリューやアンカープレートを併用することで、治療メカニクスの効率化**を図り治療期間の短縮を目指しています。

もちろんワイヤー交換に要する1回あたりのチェアタイムも短時間で済みますので、様々な面で患者様にご満足いただけていると日々実感しています。



萬 建一 先生
よろず矯正歯科クリニック
岐阜県大垣市

私がデモンを使い始めて15年以上経ちますが、**使い続けている一番の理由は「パッシブ」**であることです。

かつてデモンは唯一のパッシブセルフライゲーションブラケットであったため使い始めたのですが、その後さまざまなセルフライゲーションブラケットが世に出ました。

その間も**デモンブラケットは進化を続けていて、いまでは「デモンクリア」「デモンクリア2」の高い審美性**もとても気に入って使用しています。

アーチワイヤーの形状は矯正医の好みがでるところですが、私は**「デモンアーチ」の形状が良いと感じるので、ブラケットもデモン、ワイヤーもデモン、セットで治療**を行っています。

また、**高い専門知識を持ったオームコの社員**との信頼関係があるので、安心して製品を使っています。

50音順

DAMON™SYSTEM

デモンシステムの特徴など詳しくはコチラから

オームコ デモンシステム

検索



DAMONQ2



DAMONCLEAR2



デモンシステム 相談会／トレーニング

医院やご自宅からご参加いただけます。これからデモンシステムを導入したい先生も現在もご使用いただいている先生もどなたでもお申し込みいただけます。

オームコ オンライン相談会

検索

参加費
無料



デジタルカタログ Ormco Product Catalog

オームコ デジタルカタログ

検索



エンビスタジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー

TEL:0120-650-652 FAX:0120-650-653

www.envistaco.jp

医療機器認証番号:デモンQ2 230ADBZX00071000 管理医療機器、歯列矯正用アタッチメント
医療機器認証番号:デモンクリア2 226ADBZX00127000 管理医療機器、歯列矯正用アタッチメント

OOTFJB2212V1_D-305