

インシグニア デジタル歯列矯正治療システム



詳しくは
こちら >

37% 治療時間を短縮^(注1) **15%** 来院回数を減少^(注2)
(1人当たり)

注1: AJO-Do 論文(2015年12月発表)に基づくデータ 注2: 米国オームコ社インシグニアユーザー サーベイデータに基づく

ワークフロー



- 1 スキャン**
患者データのデジタル化および3Dデザインの準備
- 2 デザイン**
ソフトウェアを使って確認および修正を行う為にケーススペシャリストがセットアップを準備
- 3 作製**
承認したデザインに基づき、ブラケット、ワイヤーおよびジグを作製
- 4 ポンティング**
精密なジグでカスタムメイドのブラケットを正確に配置

インシグニア 標準価格 ¥145,000 **期間中インシグニア症例ご承認[®]で ¥116,000 (税別) 20%OFF**

※インシグニアの操作ソフトの「承認ボタン」をクリックすると正式発注となります。

製品名: インシグニア 一般的名称: 歯科矯正用治療支援プログラム 承認番号: 30100BZX00168000 歯列矯正用アタッチメント、歯列矯正用チューブ、歯列矯正用弧線、歯列矯正用位置測定器具

その他オームコ製品も15%OFFでご購入いただけます。

ご注文は2023 NEW YEAR SALE専用注文用紙にご記入の上、Faxにてお申込みください。また、2023 NEW YEAR SALE専用以外のFAX用紙、WEBからのご注文、お電話でご注文の際には「セール価格で」とお申し付けください。

2023年新着情報

エンビスタ  

OrmcO公式 Instagramオープン **Coming Soon!**

イベント・製品情報などタイムリーにご案内します。公開はメールマガジン及びWebサイト上でご案内します。



2023年セミナー開催情報

OrmcOセミナー 2023年 



お客様の声

製品ご使用の先生方の生のお声をいただいています。

OrmcO お客様の声 



新規お取引案内

初めてご注文いただく場合には、新規のご登録が必要となります。Webサイトからお申込みいただけます。

OrmcO 新規お取引 



 **Envista エンビスタジャパン株式会社**

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー
TEL:0120-65-0652(平日9:00~18:00) FAX:0120-65-0653(終日)
www.envistaco.jp

※本チラシに記載の価格は全て税別です。

Ormco™
YOUR PRACTICE. OUR PRIORITY.

**2023
New Year Sale**
1/5^(木) - 2/22^(水)

新発売

**DAMON ULTIMA™
SYSTEM**

矯正装置「デイモン アルティマ システム」

Dr. スチュワート フロストによる
発売記念講演会のオンデマンド配信のご案内

NEW

DAMON ULTIMA SYSTEM

デimon アルティマ システム
 ブラケット 1パック10粒入
 ワイヤー 1パック10本入


矯正装置「デimon アルティマ」を新発売いたしました。
 これまでのパッシブセルフライゲーションのブラケットとワイヤーには遊びがあり、適切なコントロールを得るために、マニュアルによるワイヤーバンドやブラケット位置調整、相応の治療期間を要しました。デimon アルティマ システムは、ブラケットとワイヤー間の遊びを排除し、ローテーション、アンギュレーション、トルクの正確なコントロールを実現しました。歯牙をより効率的に動かせるため、来院回数の減少、迅速なデimonスマイルの獲得に貢献します。
 Dr. スチュワート フロストによる発売記念講演会をオンデマンドでご視聴いただけます。フロスト先生のアルティマを使用した症例もご覧いただけます。是非、ご視聴いただければ幸いです。



デimon アルティマ システムによる
 イノベーション
 より迅速で正確なフィニッシュのためのデザイン

オンデマンド配信のご案内

「デimon アルティマ」
 日本発売記念講演会
 1月5日～2月22日まで



従来のPSL
 遊びがあるため
 コントロールが不十分

デimon アルティマ システム
 たわら型の専用アルティマ
 ワイヤーと平行四辺形の
 スロットで異次元のコントロール

Webご注文限定 お試し1症例キット+ワイヤー



ご注文
 詳しくは
 こちら

まずは1症例キットでお試ください。

- デimon アルティマ システム 1症例キット
 5-5 U/L デimon アルティマ SPK+ワイヤー10本
 数量限定価格 **¥48,000** (税別)
- デimon アルティマ システム 1症例キット
 7-7デimon アルティマ SPK+ワイヤー10本
 数量限定価格 **¥62,400** (税別)

デimonシステム (パッシブセルフライゲーション システム)

DAMON CLEAR & DAMON CLEAR2



デimonブラケットはシステムでご使用いただくことでより一層の効果が発揮されます。パッシブセルフライゲーションブラケットと、永久変形しにくいスプリングバック特性にすぐれた銅パーナイトと組み合わせることによって、生体に優しい治療を患者様に提供できます。

NEW コメント集

「デimon」を
 ご活用いただいている
 先生方のお声を
 ご覧いただけます。



デimonクリア & クリア2 1パック10粒入

スライド部分までオールセラミック。審美性と信頼性を高次元で両立!

オールセラミックで、患者満足度が高い審美性

摩擦抵抗がより少ないため、歯牙移動が効果的

スライドを自在に開閉できるスピントック™スライドシステムの採用により、ワイヤー交換が容易

標準価格 ¥2,800/粒 200粒以上ご購入で **¥1,960** /粒 (税別) **30%OFF**

Tube for DAMON SYSTEM **20%OFF**

デimonチューブセレクション 1パック10粒入 5-5 or 7-7を10症例新規ご購入の場合 カウンセリングタイボドント付

<p>セルフライゲーションチューブ</p> <p>スナップリンク</p> <ul style="list-style-type: none"> ●自由に開閉できるスライドシステムの採用 <p>標準価格 ¥2,100/粒 ¥1,680 /粒 (税別)</p>	<p>コンベンショナルチューブ</p> <p>アクセント ミニ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●位置決めが容易 ●安全にしっかりと歯面にフィット ●快適な治療を提供するロープロファイル <p>標準価格 ¥1,000/粒 ¥800 /粒 (税別)</p>	<p>チタニウムチューブ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●咬合側のくぼみによりチューブがしっかり保持でき、歯面への位置決めが容易 <p>標準価格 ¥1,500/粒 ¥1,200 /粒 (税別)</p>
--	--	--



デジタル
 カタログ

Wire for DAMON SYSTEM

デimonワイヤーセレクション

銅パーナイト&TMA 1パック10本入



銅パーナイト 標準価格 ¥9,000

5パック以上ご購入で **¥6,750** (税別) **25%OFF** 10パック以上ご購入で **¥6,300** (税別) **30%OFF**

TMA 標準価格 ¥12,700

5パック以上ご購入で **¥9,525** (税別) **25%OFF** 10パック以上ご購入で **¥8,890** (税別) **30%OFF**

初めての方にはお得な1症例から

デimon 1症例キット 740-1409




上顎/下顎7-7 標準価格 ¥65,360 **¥49,020** (税別) **25%OFF**

上顎3-3 デimonクリア2、上顎4-5/下顎3-3 デimonクリア
 下顎4-5 デimonQ、上顎/下顎6 スナップリンクチューブ、上顎/下顎7 チタニウムチューブ

SMARTARCH Laser Engineered CuNiTi

スマートアーチ レーザー処理銅パーナイトワイヤー 1パック10本入

7つのパワーゾーンで矯正力を最適化、
 イニシャルとワーキングワイヤーを4本から2本に!



- 大臼歯の効率的アライメント
 最初のアーチワイヤーから、大臼歯までアプローチできる製品設計。
- 緊急来院の減少
 臼歯にしっかりと力がかかるように設計されているため、アーチワイヤーがバックルチューブから抜けるリスクが減少。
- 歯根膜にかかる力を均一化
 7つのパワーゾーンに分け、各々の歯に理想的な矯正力を付与するようにプログラム化。
- コンピューター処理による矯正力の最適化
 ブラケット間距離、歯根の大きさ、また歯根と歯冠の関係の変動などの情報を考慮。
- 摩擦の減少
 レーザー処理により、アーチワイヤーとブラケットが接触する部分の摩擦を減少。歯の移動、治療期間の短縮など全体的な治療効率を向上。

1パック10本入	.016	.018 × .025
上顎	205-1911	210-1931
下顎	205-1921	210-1941

変態点温度：<37℃

標準価格 ¥15,000 数量に関係なくご購入で **¥10,500** (税別) **30%OFF**



詳しくは
 こちら